

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller integrado Área de Bioquímica
L	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	6
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA	18-07-2025	N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de: 1. Almacenar los reactivos y controles simulados utilizados en la sección de Bioquímica, siguiendo medidas de bioseguridad. 2. Realizar flujograma de recepción y análisis de una muestra de líquidos biológicos estériles de acuerdo con medidas de bioseguridad. 3. Preparar una muestra de líquidos biológicos estériles en una cámara de Neubauer de acuerdo con medidas de bioseguridad.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo a los solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	15 min	Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio de Bioquímica sobre el registro de muestras en el área de recepción y evaluación de posibles rechazos, se centrifugarán muestras de sangre y orina simulada, se medirá el volumen de orina de 24 hrs para el Clearance de Creatinina y se realizará el análisis macroscópico y preparación de líquidos biológicos estériles en una cámara de Neubauer. Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados.
PRÁCTICA	80 min	Actividad simulada del área de bioquímica clínica y manipulación de muestras de sangre, orina y de líquidos biológicos estériles.
REFLEXIÓN GUIADA	25 min	Reflexión guiada por el docente.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben venir preparados para la sesión de simulación estudiando previamente lo siguiente: • “Guía de simulación para el estudiante: Análisis de líquidos biológicos estériles”.
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo de Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: Se formarán 2 grupos de 6 estudiantes, quienes rotarán en las 4 actividades que se deben realizar en 12 minutos cada una. Estación 1: Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles. Estación 2: Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico. Estación 3: Procesamiento de Clearance de Creatinina Estación 4: Realizar análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles. 8. Los recursos generales para la simulación son: Tubos de color rojo, amarillo, verde, gris, frascos de orina con muestras simuladas, bidón con orina simulada, centrífuga de sobremesa para tubos, muestras de líquidos biológicos simuladas, órdenes de exámenes de pacientes, alcohol 70%, gradillas, cámara Neubauer, cubre-cámaras Neubauer, micropipetas 20 – 200 uL, puntas amarillas, caja cortopunzante. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (6 alumnos por grupo).

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada estación según corresponda. 11. Distribución del tiempo en la sesión: El tiempo total de la simulación es de 50 minutos. Se formarán dos grupos y cada grupo comenzará en la primera estación, pasados los 12 minutos, continuará a la siguiente estación y así hasta llegar a la cuarta estación.
--	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en dos grupos, los cuales realizarán cuatro estaciones de trabajo, luego de 20 minutos, los grupos pasarán a la siguiente estación.

Recordar que al inicio de la actividad los estudiantes higiene de manos y uso de EPP (guantes y pechera plástica).

Estación 1: Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles. Los estudiantes deberán analizar las órdenes de exámenes con los tubos de muestras de los pacientes y evaluar la posibilidad de rechazos de los tubos. Dejar registro de recepción y posible rechazo.

Estación 2: Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico. Se solicitará a los estudiantes que realicen la centrifugación de los tubos con muestras simuladas. Tubos con suero, plasma y frascos de orina. Los estudiantes deben seleccionar el material, la centrifuga, velocidad y tiempo de centrifugación acorde para cada tipo de muestra.

Estación 3: Procesamiento de Clearance de Creatinina. El estudiante deberá realizar el procedimiento manual del Clearance de Creatinina, midiendo la diuresis del paciente, identificar los datos que se necesitan para realizar el cálculo del Clearance (Creatinina en Suero, Creatinina en orina, Volumen orina/24hrs, Edad, Peso/talla, Sexo F/M).

Estación 4: Realizar análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles. Los estudiantes deberán realizar el análisis macroscópico de las muestras de líquidos biológicos estériles registrando sus características y luego realizar la carga de una muestra en la cámara de Neubauer.

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar las estaciones, se realizará una reflexión guiada con todo el grupo, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Estación 1 Recepción, registro y evaluación de rechazos de	Cada grupo de estudiantes recibe una gradilla con muestras con tubos del área de Bioquímica (2 tubos de cada color, tubo rojo, amarillo, verde, gris), 3 tubos con

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles.	líquidos estériles, 3 frascos con orina 1 bidón con orina y con sus respectivas órdenes de exámenes. Los estudiantes deben dejar registros de las muestras en la hoja de registro del área de recepción y evaluar los posibles rechazos de muestras. Rechazos: muestra escasa, mal rotulado, tubo incorrecto, orden no coincide con tubos.
Estación 2 Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico.	Los estudiantes deberán realizar la centrifugación de las muestras de suero, plasma y orina simulados, identificando los tiempos y velocidades de centrifugación para cada tubo.
Estación 3 Procesamiento de Clearance de Creatinina.	En esta estación, los estudiantes deberán realizar la medición de la diuresis de una muestra orina simulada que estará almacenada en un bidón rotulado con el nombre del paciente. Una vez medida la diuresis, el estudiante debe registrar el volumen e identificar desde la orden de examen, todos los datos que se necesitan para realizar el cálculo del Clearance de Creatinina (Creatinina en Suero, Creatinina en orina, Volumen orina/24hrs, Edad, Peso/talla, Sexo F/M). Se pueden preparar dos bidones para cada mesón con diferentes volúmenes de orina. Bidón 1: 1.500 ml Bidón 2: 500 ml
Estación 4 Realizar análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.	Los estudiantes deberán realizar el análisis macroscópico de las muestras de líquidos biológicos estériles registrando sus características (aspecto y color) y luego realizar la carga de una muestra de líquidos biológicos estériles en la cámara de Neubauer. Muestra 1: Líquido cefalorraquídeo (LCR): aspecto transparente, color agua de roca. Muestra 2: Líquido cefalorraquídeo (LCR): aspecto ligeramente turbio, color Xantocrómico. Muestra 3: Líquido amniótico: aspecto ligeramente turbio, color amarillo ámbar. Dejar registro de análisis macroscópico de las muestras en la hoja de registro de análisis macroscópico. Con la utilización de una micropipeta 20-200 ul, cargar una muestra simulada en una cámara de Neubauer,

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	según indicaciones de manual de ISP: “<i>Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos</i>”. Una vez realizadas todas las estaciones, el estudiante deberá eliminar los EPP y realizar lavado de manos.
7. Reflexión. Pensamiento reflexivo	
Una vez terminado el tiempo de las estaciones, el docente deberá terminar la simulación con el proceso reflexivo. Idealmente sentarse todos formando un círculo en la sala de taller, puede ser alrededor de las estaciones o mesones de trabajo. El docente comenzará la reflexión preguntando a los estudiantes: • ¿Cómo se sintieron al realizar las estaciones? • ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de las estaciones? • ¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué? • ¿Qué decisiones fueron claves para cumplir correctamente con los objetivos de cada estación? • ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades reforzarían en una próxima instancia para mejorar su trabajo en el laboratorio de bioquímica? <u>Reflexión del docente:</u> ¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante en las estaciones de análisis de laboratorio de bioquímica?	

PAUTA DE COTEJO

ESTACIÓN 1: Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de suero, plasma, orina y líquidos biológico estériles.		
4. Realiza registro de las muestras y posibles rechazos de tubos de bioquímica, orina y líquidos biológico estériles.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

ESTACIÓN 2: Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico.		
Conducta	Si	No
1. Carga y equilibra la centrifuga con los tubos del área de bioquímica (tubo rojo, amarillo, verde, gris) para someterlos a centrifugación a la velocidad y tiempo que corresponda.		
2. Carga y equilibra la centrifuga con los tubos con muestras de orina para someterlos a centrifugación a la velocidad y tiempo que corresponda.		
3. Saca cuidadosamente todos los tubos desde las centrífugas		
4. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

ESTACIÓN 3: Procesamiento de Clearance de Creatinina.		
Conducta	Si	No
1. Mide la diuresis de la muestra de orina del bidón en una probeta de 1 litro		
2. Registra el volumen de la diuresis del paciente en la hoja de registro de resultados del paciente.		
3. Identifica y registra los datos del paciente que son necesarios para calcular el Clearance de Creatinina.		
4. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

ESTACIÓN 4: Realizar análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Realiza el análisis de macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
2. Registra las características macroscópicas de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
3. Realiza la carga de la muestra de líquidos biológicos estériles en la cámara de Neubauer.		
4. Utiliza la micropipeta para realizar la carga de la muestra a la cámara de Neubauer.		
5. Almacena cámara de Neubauer en placa Petri con papel humedecido		
6. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
7. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		
8. Al finalizar todas las estaciones elimina los EPP según normativa de bioseguridad de laboratorio clínico.		
9. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

ORDEN DE EXÁMENES

ORDEN DE EXÁMENES

Nombre paciente: _____ RUT: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____

Fecha de emisión: _____ Previsión: _____

Diagnóstico / Motivo de la solicitud: _____

Exámenes solicitados:

BIOQUÍMICOS	HEMATOLÓGICOS	HORMONALES
ÁCIDO ÚRICO	GRUPO ABO	CURVA DE INSULINA
ALBÚMINA	HEMOGRAMA-VHS	INSULINA
AMILASA	TIEMPO DE PROTROMBINA	ESTRADIOL
BILIRRUBINA TOTAL	TTPA	TSH
BILIRRUBINA CONJUGADA	FERRITINA	T3
CALCIO	TRANSFERRINA	T4 LIBRE
CK	CINÉTICA DE FIERRO	GONADOTROFINA CORIÓNICA
CK-MB		FSH
CREATININA		LH
PTGO	INMUNOLÓGICOS	PROLACTINA
DESHIDROGENASA LÁCTICA	COMPLEMENTO (C3, C4)	PROGESTERONA
ELECTROLITOS PLASMÁTICOS	IgA	TESTOSTERONA TOTAL
FÓSFORO	IgG	TESTOSTERONA LIBRE
FOSFATASA ALCALINA	IgM	ANTIGENO PROSTÁTICO
GLICEMIA	FACTOR REUMATOIDE	ESPECÍFICO (PSA)
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Ac. ANA	PRUEBA DE EMBARAZO
LACTATO	Ac. ENA	
LIPASA	Ac. DNA	
NITRÓGENO URÉICO	Ac. ANTIMITOCONDRIALES	ORINA
PERFIL BIOQUÍMICO	Ac. ANTIENDOMISIO	ORINA COMPLETA
PERFIL LIPÍDICO	LINFOCITOS CD4	SEDIMENTO URINARIO
PERFIL HEPÁTICO	PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)	UROCULTIVO Y ATB
PROTEÍNAS TOTALES		CLEARANCE DE CREATININA
TRANSAMINASAS (GOT, GGT, GPT)	SEROLÓGICOS	PROTEINURIA 24 HORAS
OTROS	VDRL	
HÓLTER DE PRESIÓN ARTERIAL	RPR	DEPOSICIONES
HÓLTER DE ARRITMIAS	HIV	LEUCOCITOS FECALES
ELECTROCARDIOGRAMA	HEPATITIS A	COPROCULTIVO
MAMOGRAFÍA	HEPATITIS C	PARASITOLÓGICO SERIADO
ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA	HEPATITIS B (HBsAg)	TEST DE GRAHAM
	HEPATITIS B (HBsAb)	HEMORRAGIA OCULTA
	HEPATITIS B (HBc)	CALPROTECTINA

Otros: _____

Nombre y cargo de profesional solicitante: _____

Firma y timbre

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

COD.	FECHA Y HORA	SOLICITANTE	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ENVASE	TIPO DE ANALISIS	(A)	(R)	OBSERVACIONES	RECEPCIONISTA DE MUESTRA

REGISTRO DE ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE MUESTRAS

	TIPO DE MUESTRA	ASPECTO	COLOR
Muestra 1			
Muestra 2			
Muestra 3			
Muestra 4			

REGISTRO DE CLEARENCE DE CREATININA

Nombre paciente	
Creatinina en Suero	
Creatinina en orina	
Volumen orina/24 hrs	
Edad	
Peso/talla	
Sexo f/m	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Taller integrado Área de Bioquímica	
Asignatura: LCS2111	N° Actividad Simulada: Taller 6
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión:

2. GESTIÓN DE SALA	
Características de sala a utilizar	Taller simulación clínica con mesa y pisos para 10-12 alumnos que incluya centrífugas
Requiere equipo específico	
Si	Centrífuga para tubos de sangre y orina.
Organización del ambiente	
La sala de taller de simulación debe estar distribuido con dos mesones separados para que cada grupo pueda desarrollar las cuatro estaciones. Las sillas deben estar distribuidas alrededor de cada mesón. Dejar libre el acceso al lavamanos con basurero común. Dejar los EPP a utilizar en la entrada de la sala. Se debe dejar en cada mesón las muestras para realizar las estaciones. Estación 1: órdenes de exámenes con tubos con muestras simuladas de sangre que coincida con los colores de tubos disponibles en el laboratorio del CSC, orina (3 frascos y 2 bidones) y 3 tubos de líquidos biológicos estériles. Dejar sobre el mesón 6 órdenes de registro de recepción de muestras. Estación 2: Disponer de al menos 2 centrífugas de sobremesa de tubos de sangre y de orina. Los estudiantes centrifugarán las muestras recibidas en la estación 1. Estación 3: Los estudiantes deberán realizar la medición de la diuresis de los bidones de orina entregados en la estación 1. Se debe dejar 2 probetas de 1 litro y 6 hojas de registro del Clearance de Creatinina. Estación 4: Los estudiantes realizarán el análisis macroscópico de las muestras de líquidos biológicos estériles entregados en la estación 1 y registrarán las características. Dejar sobre cada mesón 6 hojas de registro de análisis macroscópico. Para realizar la carga en la cámara de Neubauer, utilizarán cualquier muestra de líquidos. Dejar 2 micropipetas de 20-200 ul, caja con puntas amarillas y una caja de eliminación para puntas (cortopunzante).	
3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD	
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)	
Llegan muestras (sangre, orina y líquidos biológicos estériles) al laboratorio de Bioquímica y los estudiantes deben realizar la recepción, registro, evaluación de rechazos, centrifugación, medición de volumen de orina de 24 hrs, análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y carga de líquidos en cámara de Neubauer.	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Estación 1 Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles.	Preparar dos gradillas para cada mesón con tubos del área de Bioquímica (2 tubos de cada color: tubo rojo, amarillo, verde, gris), 3 tubos con líquidos estériles, 3 frascos con orina, 1 bidón con orina y con sus respectivas órdenes de exámenes (los tubos deben estar rotulados según cada orden de examen). Algunos de los tubos deben tener algún tipo de error que el estudiante debe identificar como motivo de rechazo: muestra escasa, tubo mal rotulado, tubo incorrecto, orden no coincide con tubos, etc). Dejar sobre cada mesón, 6 órdenes de registro de recepción de muestras.
Estación 2 Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico.	Deben estar disponibles las centrifugas para tubos de sangre y orina para que los estudiantes puedan cargar los tubos y equilibrar. Se utilizarán las muestras recepcionadas en la estación 1. Dejar disponible sobre el mesón tubos cónicos para centrifugación de orinas.
Estación 3 Procesamiento de Clearance de Creatinina.	Dejar sobre cada mesón 2 probetas de litro para medición de volumen de orina de 24hrs. Preparar 2 bidones con orina simulada: Bidón 1: 1.500 ml Bidón 2: 500 ml Dejar 6 hojas de registro de Clearance de Creatinina sobre cada mesón.
Estación 4 Realizar análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.	Para realizar el análisis macroscópico (aspecto y color) los estudiantes utilizarán las muestras de líquidos de la estación 1. Dejar 6 hojas de registro de características de líquidos biológicos estériles. Dejar sobre cada mesón 2 cámaras de Neubauer con 2 cubre-cámara, 2 micropipetas 20-200 ul, 2 cajas de puntas amarillas y 2 cajas cortopunzantes.

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesa rectangular	2
Pisos	10-12
Lavamanos	1
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Centrífuga de tubos/orina	2
Insumos	Cantidad unidades

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Muestra simulada de sangre (tubo rojo, amarillo, verde, gris)	8 x gradilla
Muestra simulada de orina (frasco de orina)	3 x gradilla
Muestra simulada de líquido biológico estéril (3 muestras)	3 x gradilla
Muestra simulada de orina en bidón (1500ml y 500 ml)	4 x mesón
Probeta 1 litro	4 x mesón
Tubos cónicos	6 x mesón
Órdenes de exámenes	8 x mesón (2 copias de cada orden)
Hoja de registro de recepción de muestras	12 x mesón
Hoja de registro de análisis macroscópico	12 x mesón
Hoja de registro de Clearance de Creatinina	12 x mesón
Alcohol 70% con rociador	1 x mesón
Gradillas para tubos	4
Micropipeta 20-200ul	4 x mesón
Puntas amarillas	2 cajas x mesón
Guantes de procedimiento talla S	1 caja
Guantes de procedimiento talla M	1 caja
Guantes de procedimiento talla L	1 caja
Pechera desechable	12
Caja cortopunzante	2 x mesón
Cámara Neubauer	2 x mesón
Cubre cámara	2x mesón
Papel absorbente	1 x mesón
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)

1. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos [Internet]. Santiago: ISP; 2016 Apr 01. Disponible en <https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20el%20Análisis%20Líquidos%20Biologicos.pdf>

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing